



PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
RUA PIRACICABA,COTIA/SP, CEP 6716100
Telefone: (11) 46154499
CNPJ 00.398.022/0002-32 / I.E. 278182145117

Cotação de Preços Nº **189110**
Emissão: 05/10/2020

Cliente: 38508-AFERITEC COMPROV METROLOGICAS E COM LT, **CNPJ/CPF:** 00.225.796/0001-80
Endereço: R CESAR LADEIRA-183 **Bairro:** PAULICEIA
Cidade: PIRACICABA **Estado:** SP

Vendedor: VI - BARBARA DIAS
E-mail: vendas03@pro-analise.com.br
Telefone:

Item	Código	NCM	Descrição	Und	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	%ICMS	%IPI	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)	Entrega D.Úteis
1	1102740002	30029099	STERIKON PLUS B D INDICADOR (CONTROLE AUTOCLAVES) MERCK CX C 100 AMPOLAS (MATERIAL DE GELADEIRA)	CX	3	1.423,80	18	-	-	4.271,40	5

Valor Total da Cotação: 4.271,40

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 7 DIAS
Condição de Pagamento 28 DIAS(***Sujeito a análise de crédito)
Faturamento mínimo: 300
Frete: FOB

*O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data.
Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.

Dados Bancários

Banco do Brasil
Agência 5745-2
Conta 26511-x
Depósito identificado. Cód. identificador seu CNPJ/CPF

OBSERVAÇÕES:


Barbara Dias

VENDAS.BARBARA

Cliente: 38508-AFERITEC COMPROV METROLOGICAS E COM LT, **CNPJ/CPF:** 00.225.796/0001-80
Endereço: R CESAR LADEIRA-183 **Bairro:** PAULICEIA
Cidade: PIRACICABA **Estado:** SP

Vendedor: VI - BARBARA DIAS
E-mail: vendas03@pro-analise.com.br
Telefone:

0001	<p>STERIKON PLUS BIOINDICADOR (CONTROLE AUTOCLAVES) MERCK CX C/100 AMPOLAS (MATERIAL DE GELADEIRA) EMBALAGEM 100 AMPOLAS</p> <p>AMPOLA 2ml. Aplicação Usando o Sterikon Merck Bioindicador é possível verificar a eficiência do ciclo de autoclavação por 15 minutos a 121°C. Além disso, é possível controlar o sucesso da esterilização de qualquer tipo de autoclave após autoclavagem. Por exemplo: Farmacêuticas, indústrias de alimentos, meios de cultura, etc. Na USP e EP o uso de bioindicador para o controle de autoclavação de produtos farmacêuticos é recomendado.</p> <p>Princípio O Sterikon plus ® Bioindicador consiste de uma ampola contendo um caldo nutriente, açúcar, Indicador de pH e esporos de organismos não-patogênicos, Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (esporulação otimiza- do). A resistência térmica é tal que os esporos são completamente mortos após 15 minutos, quando aquecido em vapor comprimido a uma temperatura de 121 ± 0,5 ° C (245kPa). À temperaturas mais baixas ou à uma menor tempo de exposição pequeno número de esporos podem sobreviver e são capazes de crescer. As ampolas são colocadas em autoclave junto com o lote a ser autoclavado. Após autoclavagem, o sucesso do processo de esterilização é controlado pela incubação das ampolas: Não crescimento de Geobacillus stearothermophilus indica adequado esterilização, por outro lado o crescimento significa esterilização inadequada.</p> <p>Avaliação Se a esterilização é adequada, os esporos de Geobacillus stearothermophilus são eliminadas. O conteúdo da ampola permanece cor violeta. Se a esterilização é insuficiente, alguns esporos de Geobacillus stearothermophilus sobrevivem. O conteúdo da ampola então usualmente, muda para amarelo-laranja, no prazo de 24 horas devido à formação de ácido, como resultado da fermentação de açúcares e também torna-se turva devido ao crescimento microbiano. Nos casos em que os esporos são parcialmente danificadas, a reação pode ser retardada. O conteúdo da ampola controle também muda para laranja-amarelo tornam-se ligeiramente turvo.</p>
------	---

Cliente: 38508-AFERITEC COMPROV METROLOGICAS E COM LT, **CNPJ/CPF:** 00.225.796/0001-80
Endereço: R CESAR LADEIRA-183 **Bairro:** PAULICEIA
Cidade: PIRACICABA **Estado:** SP

Vendedor: VI - BARBARA DIAS
E-mail: vendas03@pro-analise.com.br
Telefone:

Especificação
n = 5 x 10⁵ - 1 x 10⁷ esporos por unidade
D121 = 1.5 a 2.0 minutes
Segundo a USP a resistência ao calor e ao número de esporos são otimizado, quando depois de um tempo de esterilização 6 minutos a 121 ± 0,5 ° C todas as ampolas contêm os esporos que vivem, e que depois de 15 minutos de autoclavação a 121 ± 0,5 ° C todos os esporos são mortos.

SHELF LIFE 18 MESES.



Talita Scarassati - Compras Aferitec

De: Barbara Dias <vendas03@pro-analise.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 5 de outubro de 2020 14:27
Para: Talita Scarassati - Compras Aferitec; Alexandre Romano de Almeida
Assunto: Re: Orçamento Aferitec
Anexos: Pro_Analise_CT_4_189110.pdf

Boa tarde Talita,

Segue o orçamento conforme solicitado.

Para qualquer dúvida ou negociação fico à disposição.

Atenciosamente;



Em seg., 5 de out. de 2020 às 11:00, Talita Scarassati - Compras Aferitec <compras@aferritec.com.br> escreveu:

Bárbara, bom dia!

Por gentileza, solicito uma cotação do produto abaixo:

3 caixas - Sterikon Plus bioindicador (controle autoclaves) MERCK, sendo o ciclo de autoclavação por 15 minutos a 121°C - ampola 2ml (material de geladeira).

No aguardo, obrigada.

Atenciosamente,

TALITA SCARASSATI
Administrativo

Rua César Ladeira, 183
Bairro Paulicéia – Piracicaba | SP



compras@ aferitec.com.br

+ 55 19 2533 5512 **DIRETO**

+55 19 3422 0215 **PABX**

Transformando expectativas

www.aferitec.com.br

em credibilidade.

